

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vitlab.nt-rt.ru> || vbc@nt-rt.ru

Емкости для проб

Безопасная транспортировка и безупречное хранение
В качестве наших продуктов Вы можете быть уверены

Для целой цепочки процессов – от отбора проб, их транспортировки или хранения и вплоть до исследования – компания VITLAB предлагает большое число различных емкостей, контейнеров и пробирок. В зависимости от сферы применения при производстве емкостей используются отобранные, высококачественные пластмассы, такие, как полипропилен (PP), полиэтилен (PE) или PFA (перфторалкокси-сополимер), который обладает великолепными свойствами, прежде всего, при использовании в микроанализе.



Банки для проб, PFA

С винтовой крышкой из PFA. Цилиндрическая, высокая форма.
Идеально подходят для отбора, транспортировки и хранения проб.

Варианты / размеры

Объем мл	Резьба GL	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
30	40	38	54	1	130297
60	40	38	90	1	130397
90	56	54	62	1	130497
180	56	54	112	1	130597



Банки для проб, РР

Прозрачные. С винтовой крышкой из РР. Цилиндрическая, высокая форма.

Идеально подходят для отбора, транспортировки и хранения проб.

Продукты, допущенные для контакта с продуктами питания в соответствии с Постановлением (ЕС) № 10/2011.

Варианты / размеры

Объем мл	Резьба GL	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
30	40	38	54	10	130294
60	40	38	90	10	130394
90	56	54	62	10	130494
180	56	54	112	10	130594



Контейнеры для проб, РР

Прозрачные. С защёлкивающейся крышкой из РЕ-LD. Коническая форма.

Продукты, допущенные для контакта с продуктами питания в соответствии с Постановлением (ЕС) № 10/2011.

Варианты / размеры

Объем мл	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
5	20	25	25	68594
18	22	57	25	68894
50	30	97	10	69194
160	50	110	10	69294



Контейнеры для проб, PE-LD

Прозрачные.

С закрепленной защёлкивающейся крышкой из PE-LD.

Варианты / размеры

Объем мл	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
1	9	32	500	80730
2	14	32	100	80731
5	15	50	100	80737
8	17	56	100	80732
10	22	32	100	80733
25	24	72	100	80734
30	31	52	50	80736
50	30	74	50	80735



Банки для взвешивания, PP

Прозрачные. Крышка с ручкой. Цилиндрическая форма.

Варианты / размеры

Объем мл	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
20	40	30	10	80342
23	30	50	10	80340
30	50	30	10	80345
50	60	35	10	80346
60	40	69	10	80343

Объем мл	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
190	59	88	10	80347
360	70	120	10	80348



Пробирки для проб, PFA

Пробирки для проб из PFA для подготовки проб и использования в автоматическом податчике образцов.

С индивидуально калиброванной кольцевой риской на 10 мл или без нее; с винтовой крышкой GL 25 из PFA или пробкой из PE (см. таблицу).

Варианты / размеры

Тип	Объем мл	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
С кольцевой риской и винтовой крышкой	15	22	110	1	103897
Без кольцевой риски	15	22	110	1	1038971
С кольцевой риской и пробкой	12	16	110	1	1037979
Без кольцевой риски	12	16	110	1	103797



Контейнеры для проб, PFA

Контейнеры для проб из PFA с внутренним дном конической формы и рельефной градуировкой (деление шкалы 5 мл).

В зависимости от сферы применения поставляются в двух различных исполнениях:

- Наружное дно с юбкой устойчивости
- Плоское наружное дно для улучшенной теплопередачи (рекомендуется для использования в нагревательных блоках)

Размер 50 мл подходит для использования во всех обычных автоматических податчиках образцов.

В комплект поставки не входит винтовая крышка. Винтовую крышку (арт. № 104997) просьба заказывать отдельно.

Варианты / размеры

Описание	Объем мл	Тип наружного дна	Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
-	15	Плоское дно	29	39	1	104197
-	15	С юбкой устойчивости	29	42	1	104097
-	25	Плоское дно	29	69	1	104397
-	25	С юбкой устойчивости	29	72	1	104297
-	50	Плоское дно	29	117	1	104597
-	50	С юбкой устойчивости	29	120	1	104497
Screw cap, 33 mm, PFA (suitable for sample vials (104097 – 104597)	-	-	-	-	1	104997



Контейнеры для автоматического податчика, PFA

С рельефной градуировкой с шагом 1 мл.

Очень хороший полупрозрачный материал для оптимального считывания уровня жидкости.

Внутреннее дно конической формы для использования в обычных автоматических податчиках.

Благодаря особому внешнему дизайну с контейнерами для автоматических податчиков можно оптимально манипулировать с помощью пинцета.

Опционально поставляются с защелкивающейся крышкой для долгосрочного хранения или крышкой с ручкой для быстрого открывания и закрывания (защита от попадания пыли).

В комплект поставки не входит крышка. Подходящую крышку (арт. № 105597 или 105697) просьба заказывать отдельно.

Варианты / размеры

Описание	Объем мл	Наружный Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
-	1,5	14	24	1	105097
-	2,5	14	36	1	105197
-	4	14	52	1	105297
Защелкивающиеся крышки, PFA	-	18	5	1	105697

Описание	Объем мл	Наружный Ø мм	Высота мм	УЕ	Арт. №
Крышки с ручкой, PFA	-	16	9	1	105597



[Пластиковый контейнер для проб на 12 мл с защелкивающейся крышкой](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Пластиковый контейнер для проб на 160 мл с защелкивающейся крышкой](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Пластиковый контейнер для проб на 18 мл с защелкивающейся крышкой](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Пластиковый контейнер для проб на 5 мл с защелкивающейся крышкой](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Пластиковый контейнер для проб на 50 мл с защелкивающейся крышкой](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 15 мл с юбкой устойчивости без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 50 мл с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 30 мл с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 25 мл с юбкой устойчивости без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab пробирка для проб 15 мл с кольцевой риской и винтовой крышкой из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab пробирка для проб 12 мл с кольцевой риской и пробкой из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab пробирка для проб 15 мл без кольцевой риски из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab пробирка для проб 12 мл без кольцевой риски из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 360 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 190 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 60 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 50 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 30 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 23 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для взвешивания 20 мл с крышкой с ручкой из ПП](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab крышка с ручкой для контейнеров для автоматического податчика из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab защелкивающаяся крышка для контейнеров для автоматического податчика из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для автоматического податчика 4 мл без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для автоматического податчика 2,5 мл без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для автоматического податчика 1,5 мл без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab винтовая крышка 33 мм для контейнеров для проб из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 50 мл с плоским дном без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 25 мл с плоским дном без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 50 мл с юбкой устойчивости без крышки из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 8 мл с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab банка для проб 30 мл с винтовой крышкой из ПФА](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 2 мл с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 1 мл с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления.

Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 160 мл из ПП с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления. Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 50 мл из ПП с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления. Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 18 мл из ПП с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)

Контейнер для проб Vitlab с защелкивающейся крышкой из ПВД является прозрачной высокой емкостью конической формы из полиэтилена высокого давления. Она оснащена закрепленной защелкивающейся крышкой из полиэтилена высокого давления.



[Vitlab контейнер для проб 5 мл из ПП с защелкивающейся крышкой из ПВД](#)



[Vitlab банка для проб 180 мл с винтовой крышкой из ПП](#)



[Vitlab банка для проб 90 мл с винтовой крышкой из ПП](#)



[Vitlab банка для проб 60 мл с винтовой крышкой из ПП](#)



[Vitlab банка для проб 30 мл с винтовой крышкой из ПП](#)



[Vitlab банка для проб 180 мл с винтовой крышкой из ПФА](#)



[Vitlab банка для проб 90 мл с винтовой крышкой из ПФА](#)



[Vitlab банка для проб 60 мл с винтовой крышкой из ПФА](#)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93